

**L'instrument à effet vibratoire
qui fera de vos sculptures et
modelages de composites un
véritable jeu d'enfants !**



Nouveau !
Vous allez vibrer pour lui !

NOUVEAU ! Demi. Encore une idée brillante de Demetron.



LAMPE A PHOTOPOLYMERISER LED



Demi avec PLS – polymérisation en 5 secondes

Matériau	Profondeur de polymérisation (mm)	Dureté Rockwell*	
COMPOSITE		Surface	Base
Premise™ Enamel, A3	4.22	78.4	77.3
Tetric EvoCeram®, A3	4.11	77.1	74.9
Z100™, A3	4.63	89.4	87.7
Grandio®, A3	4.90	85.1	85.7
Esthet-X®, C4	4.55	76.8	77.7
COLLE			
NX3 photopolymérisable, jaune	4.12	71.6	67.5

Les marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.
*Spécifications techniques sur demande.

Avec encore plus de fonctions.

- **Véritable polymérisation en 5 secondes.** La haute puissance du programme Periodic Level Shifting (PLS) assure une polymérisation complète en 5 secondes pour la teinte A3 et/ou les teintes plus claires.
- **Pas de coupe circuit.** Un ventilateur silencieux et un système de contrôle de température unique combinés au PLS refroidissent l'appareil pour qu'il puisse être utilisé sans interruption. Cette action prolonge la durée de vie des diodes électroluminescentes.
- **Puissance régulière constante.** La lampe fournit une puissance constante pendant la durée de charge de la batterie.



Edito

Quoi de neuf...

Chaque nouveauté s'appuie sur une nécessité et un besoin en relation avec les situations cliniques que les confrères rencontrent au quotidien au cabinet dentaire.

La gestion de l'adaptation marginale au niveau des planchers gingivaux dans la zone proximale est l'un des points sensibles auxquels nous sommes confrontés.

De nombreuses récurrences de carie sont le résultat d'une adaptation inadéquate dans cette zone.

Kerr propose plusieurs outils nouveaux qui permettent de parfaire l'adaptation dans cette zone.

MetaFix est la nouvelle matrice tout en un de Kerr. Il s'agit d'une matrice métallique anatomique qui présente un système intégré de serrage et de dépose. Associées aux luciweges, les matrices MetaFix permettent d'éviter les fusées cervicales de composite.

Compothixo, la nouvelle référence pour le modelage et la sculpture des composites. Doté d'un effet vibratoire, il améliore l'application et l'adaptation des composites aux parois des cavités et facilite grandement leur mise en œuvre.

D'autres nouveautés importantes seront présentées lors de l'ADF 2010.

Dr Fayçal IRATNI

Directeur Kerr France

Sommaire

p. 4 à 7

- Vertise™ Flow

p. 8 à 9

- MetaFix

p. 10 à 11

- La maintenance implantaire professionnelle

p. 12 à 22

- Offres promotionnelles

p. 23

- ADDA
- Nous contacter

Vertise™ Flow

La Réparation Céramique

Tout Céramique



1 Restauration tout céramique sur la 21 présentant une fracture distale



2 Nettoyer la surface avec de la ponce ou de l'acide phosphorique de mordancage pour retirer le biofilm



3 Application de Vertise Flow en teinte A2



4 Brosser Vertise Flow sur la surface à réparer et polymériser 20 sec.




5 Vertise Flow en teinte transparent pour construire le bord libre. Polir avec OptiDisc.

La Réparation Céramique

Métal Apparent



1 Fragment de céramique fracturé avec métal apparent. Passer une fraise pour ébarber le métal et biseauter les bords de céramique



2 Le fragment est nettoyé et mordancé 1mn avec de l'acide fluorhydrique à 9.5%



3 Vertise flow est appliqué sur le fragment



4 Repositionner le fragment et polymériser 20 sec



5 Polir et contrôler les bords

A retenir :

- Ne jamais appliquer d'acide phosphorique sur les surfaces en Zircon ou en métal. Elles deviennent inerte et ne peuvent être collées.
- Ne jamais nettoyer les surfaces avec un système air flow alcalin qui neutralise l'acidité du composite

Vertise™ Flow

Attelles de Contention



1 Réalisation d'une attelle de contention



2 Utilisation d'une fibre de polyéthylène



3 Imprégner la fibre avec de l'adhésif OptiBond Solo Plus pour faciliter son application



4 Mordancer l'émail 30 sec. Rincer et sécher fortement



5 Appliquer Vertise Flow sur l'émail préparé. Mettre en place la fibre et recouvrir avec Vertise Flow. Polymériser 20 sec, finir et polir

Scellement de Sillons



1 Face occlusale nettoyée avec Al_2O_3 par air abrasion pour retirer la couche d'émail aprismatique et un résidu de sealant ancien



2 Mordancer la face occlusale 30 secondes avec le Gel Etchant Kerr, rincer et sécher



3 Appliquer Vertise Flow au niveau des sillons puis sur toute la face occlusale



4 Brosser 15 sec pour obtenir une fine couche d'environ 0.5 mm d'épaisseur. Polymériser 20 sec.



5 Vue post opératoire après contrôle de l'occlusion et polissage avec les pointes Opti1step (KerrHawe)

A retenir :

- Pour obtenir un bon traitement de surface, le mordantage de l'émail est nécessaire pour éliminer la couche d'émail aprismatique dans les cas de scellements de sillons et fissures

Vertise™ Flow

Micro-Dentisterie



1 Carie sur prémolaire et molaire maxillaire. La molaire nécessite le remplacement d'un composite défectueux



2 Microcavités à minima. Les bords d'émail aprismatiques sont biseautés



3 La couche initiale de Vertise™ Flow doit avoir une épaisseur de 0.5 mm



4 Brossez 15 sec pour assurer un contact intime avec les parois de la cavité et les bords d'émail biseautés



5 Restaurations terminées et polies donnant une bonne adaptation esthétique avec l'émail environnant

A retenir :
Vertise flow est le produit par excellence pour les micro cavités, il ne nécessite pas l'application séparée d'un mordantage et d'un système adhésif.



Liner



1 Les marges amélaire sont finies avec un angle cavo-occlusal de 90° puis mordancées à l'acide phosphorique pendant 15 sec. Appliquer Vertise Flow avec l'embout d'injection.



2 Le Vertise™ Flow est réparti contre les parois de la cavité et son plancher, en s'assurant de sa répartition homogène et de son épaisseur inférieure à 0,5 mm.



3 La couche de Vertise™ Flow est photopolymérisée.



4 Après contrôle des contacts occlusaux, les obturations sont polies avec les polisseurs Opti1Step.

A retenir :

- Grâce à Vertise Flow vous obtiendrez une absence des sensibilités post-opératoires ainsi qu'une amélioration de l'étanchéité (Cf. Dr Uwe Blunck de la Charité à Berlin ayant réalisé une évaluation in vitro. Vertise Flow affiche des résultats meilleurs que ceux obtenus par certains adhésifs mono-composants automordancants.)
- Pour une adhésion efficace sur l'émail aprismatique, il est parfois utile de mordancer la périphérie et de conserver un angle de 90° entre la cavité et la surface dentaire

Vertise™ Flow

Base Intermédiaire



Dépose d'amalgames
inadaptés



Colorations intenses néces-
sitant d'être masquées



Vertise flow est utilisé pour
réaliser une base intermé-
diaire pour masquer les
colorations et créer une
base d'appui stable



Post-Op

A retenir :

- L'utilisation de Vertise Flow permet de réduire les sensibilités post-opé-
toires

Comblement de Contre-Dépouilles



Cas initial



Contre dépouilles visibles
après l'excavation des
tissus dentinaires carieux



Vertise™ Flow est utilisé pour
combler les contre dépouilles
et fonctionne comme un absor-
beur des contraintes occlusales.

NOUVEAU ! MATRICES METAFIX



Prof. Angelo Putignano



Composite défectueux sur la seconde PM mandibulaire



Dépose de l'ancienne restauration composite



Mise en place in situ et serrage de la matrice MetaFix



Insertion d'un coin inter dentaire pour une meilleure adaptation de la matrice au niveau du plancher gingival



Reconstruction de la paroi inter proximale



Tirer sur la languette pour ouvrir la matrice...



...et l'a déposer une fois ouverte sans altérer la restauration.



Contrôler le point de contact avec un fil dentaire




Cas clinique terminé

MetaFix, Placer, Retirer... C'est aussi simple !!!

Matrice tout en un : la solution la plus simple pour la création de vos points de contacts.

MetaFix est la nouvelle matrice tout en un de Kerr. Il s'agit d'une matrice métallique anatomique qui présente un système intégré de serrage et de dépose. Le système de serrage permet de mettre en place simplement la matrice anatomique MetaFix et le système de dépose permet de retirer facilement la matrice sans risque pour la restauration. Aucun instrument supplémentaire n'est requis pour la mise en place ou la dépose. La matrice MetaFix est la solution idéale pour les restaurations postérieures de classe II - MO/MD/MOD réalisées en composite. Les matrices Metafix sont en acier inoxydable grade médical et sont d'une épaisseur de 0.038 mm assurant ainsi une plus grande stabilité. Trois tailles sont disponibles pour la zone prémolaire et molaire, avec un diamètre variant de 20mm à 42mm. Disponibles en assortiment de 150 matrices ou en réassort de 50 matrices Small, Medium ou Large.

NOUVEAU ! MATRICES METAFIX



**1 Kit Assortiment MetaFix acheté =
1 Kit Assortiment Luciwedges offert**
Ref. 730 (150 unités)


195,00€TTC



Réf.	Coffret reassort de 50
3601	Small
3602	Moyen
3603	Large

71,00€TTC

Associer aux Coins Luciwedges, les Matrices MetaFix s'ajustent parfaitement au niveau du plancher gingival



- 1** Adaptation marginale tout au long des surfaces proximales, établissement d'un joint marginal continu
- 2** Les coins s'adaptent également aux formes concaves

Associer les Luciwedges et les MetaFix permet :

- De garantir des limites de l'obturation par une bonne adaptation de la matrice
- D'éviter les excès de composite en cervical



Les luciwedges sont des coins inter-dentaires en plastique recommandés pour la restauration de la fonction et de la morphologie de cavités de carie. Ils permettent d'obtenir des points de contact adéquats avec des composites en technique directe.

L'assise douce et élastique du coin garantit une adaptation continue de la matrice tout au long du rebord cervical de la préparation. Le corps du coin est dur et permet un bon écartement au niveau de la zone proximale.

La courbure axiale du coin assure une parfaite adaptation dans les zones concaves et dans les espaces interdentaires élargis. La stabilité de la matrice est accrue par l'établissement d'une zone de pression continue.

La maintenance implantaire professionnelle

Des soins de maintenance prothétiques ainsi qu'une prophylaxie orale professionnelle individualisée, accompagnée d'une hygiène bucco-dentaire assurent une bonne santé de la zone péri-implantaire et permettent d'obtenir un succès à long terme des restaurations implanto-portées.

Bien menée par le patient l'élimination quotidienne de toute prolifération bactérienne sur les surfaces des implants dentaires, permet le retrait d'au moins 85% du biofilm.

Le rôle du professionnel dentaire est de déterminer les soins et traitements de maintenance spécifiques individualisés au patient porteur d'implants.

Les recommandations d'hygiène prodiguées aux patients sont souvent dictées par le design de la prothèse réalisée, la position de l'implant et de ses éléments prothétiques. Ces recommandations doivent prendre en compte les habitudes du patient. Est-il fumeur ou pas, souffre-t-il d'un problème moteur qui affecterait son hygiène bucco-dentaire?

Kerr met à la disposition des praticiens des outils thérapeutiques qui leur permettent de réaliser les différentes étapes cliniques d'un traitement de maintenance prophylactique :

- Perio-Probe, sondes graduées en plastique
- Implant Deplaquer, curette en plastique renforcée à la fibre de carbone
- Cupules et brosettes à polir
- **Hawe Implant Paste, indiquée pour le surfaçage et le polissage des implants**



Réf 3500

Après le contrôle de l'hygiène du patient, la première étape consistera à effectuer un examen des tissus autour de l'implant et de la restauration prothétique.

1/ Eliminer toute présence de plaque ou de tartre autour des implants en utilisant des curettes en plastique atraumatique.



Curette Implant Deplaquer Oro-Facial indiquée pour le nettoyage des faces vestibulaires et palatines



Curette Implant Deplaquer Universal adaptée pour le nettoyage des zones proximales

2/ L'étape finale consistera à repolir les cols des implants pour supprimer les rugosités de surface à l'origine de la formation ultérieure de plaque dentaire.
La nouvelle pâte à polir Kerr Hawe Implant Paste est destinée au surfaçage et polissage des implants. Il s'agit de la première pâte à polir implantaire jamais mise sur le marché.



Brossette à polir à bout plat ou pointu pour un polissage plus précis



Les cupules coniques souples accèdent aux zones sous gingivales et aux espaces inter proximaux pour un nettoyage efficace sans irriter les tissus moux



Curette oro-faciale en action pour nettoyer la zone cervicale sur une prothèse fixée sur implant



Les pointes coniques souples permettent un polissage routinier avec Hawe Implant Paste au niveau de la zone sous gingivale de la prothèse

La pâte Hawe Implant Paste présente peu d'incidence sur l'état de surface et est capable de réduire la rugosité en rendant la surface plus lisse.

Certaines études in vivo suggèrent un seuil de rugosité de surface Ra de 0.2 μm , valeur en dessous de laquelle aucune rétention de plaque bactérienne n'est possible.

Une augmentation de la rugosité de surface au-dessus de ce seuil abouti à une augmentation simultanée de l'accumulation de plaque et en même temps du risque carieux et du risque d'inflammation parodontale. [Curd M.L.Bolle et al, 1997].

Hawe Implant Paste présente une rugosité de surface d'une valeur Ra de 0.10 μm après polissage. [Cleaning test on implant neck with different prophy pastes, KerrHawe Internal trial octobre 2009].

Ceci en fait la pâte indispensable pour la prophylaxie des prothèses implanto-portées.

Nouveau Coffret Implant Deplaquer

Réf. 3520

135,00^{€TTC}



VERTISE™ FLOW

le 1^{er} composite auto-adhésif

SATISFAIT OU REMBOURSE !

Achetez un coffret assortiment ou pédodontique...



OU

165,00€^{TTC}



Réf 34399 Vertise Flow Assortiment Kit
Contient : • 4 seringues de 2 g en teinte A2, A3, A3.5, Universal Opaque
• 40 embouts flowable
• 40 pinceaux
• Guide technique et mode d'emploi

Réf 34400 Vertise Flow Pedodontic Kit
Contient : • 4 seringues de 2 g en teinte XL, A1, B1, transparent
• 40 embouts flowable
• 40 pinceaux
• Guide technique et mode d'emploi

**...et recevez un
TEST ME KIT GRATUIT***

*Offre valable sous réserve que le coffret soit retourné non ouvert sous 2 semaines maximum




Réf 34398 Test-me Kit
Contient : • 1 seringue de 2 g en teinte A2
• 10 embouts flowable
• 10 pinceaux
• Guide technique et mode d'emploi

Existe en Reassort de 2 seringues

Réf.	Réf.
34401 – A1	34406 – B2
34402 – A2	34407 – Universal Opaque
34403 – A3	34408 – XL
34404 – A3.5	34409 – Transparent
34405 – B1	

87,00€^{TTC}



Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

HERCULITE XRV fête ses 25 ans de recul clinique !!!



Réf 34856
Stock limité

Le kit anniversaire contient :

- 8 seringues (Email A1, 2xA2, 2xA3, A3,5, Dentine A2 et A3)
- 1 flacon d'OptiBond Solo Plus de 5 ml
- 1 Gel Etchant
- 1 kit de fraises diamantées à finir et à polir BluWhite (Dougal Terry)

285,00€TTC



Herculite XRV Ultra Mini Kit

Composite nano hybride de dernière génération.
Polissage facile, bon rendu esthétique.
Disponible en teintes Vita.

Le kit contient :

- 3 seringues de 4 g (Email A2, A3 & Dentine A3) ou 3 x 10 unidoses (Email A2, A3 & Dentine A3)
- 1 seringue de Premise Flowable A3
- 1 OptiBond All-In-One de 5 ml

Coffret seringues : Réf 34956
Coffret unidoses : Réf 34957



155,00€TTC



119,00€TTC

Offert pour chaque coffret : 1 Refill Email A3
Seringue Réf. 34004
Unidose Réf. 34031

Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

DEMI™ Dual Pack

1 DEMI ou DEMI Dual Pack achetée =
1 Maxcem Elite Standard Kit offert
Réf 34055

1789,00€ TTC



Plutôt 2 fois qu'une !

Réf. 910831

1 support, 2 lampes

Lampe à photopolymériser L.E.D.
Petite, légère et ergonomique.
Nouvelle technologie de batterie Ion-Lithium.
Temps de polymérisation pré-programmés
de 5, 10 et 20 secondes.
Compatible avec tous les embouts lumineux
Demetron de 2 à 13 mm.

DEMI™ Light



1084,00€ TTC

DEMI
Une idée brillante de Demetron



Réf. 910770

OptiBond FL Kit

Le Gold Standard. 15 ans de recul clinique.
Adhésif en deux temps chargé, composé
d'un primer hydrophile et d'un adhésif.



Réf 26684 E



129,00€ TTC

OptiBond All-in-One Bottle Kit

Adhésif automordant mono composant de 7^{ème} génération.
Indiqué pour le collage indirect des restaurations tout céramique.
SAM 1 = 1 temps



Le kit contient :

- 1 flacon de 5 ml
- 3 échantillons d'unidoses
- 50 applicateurs
- 25 godets jetables

Réf 33381



97,00€ TTC

promotionnelles

NX3 : La Colle Composite Universelle

- Compatible avec l'ensemble des systèmes adhésifs y compris auto-mordant
- Valeurs d'adhésion les plus élevées quelque soit le système adhésif utilisé
- Aucun activateur n'est nécessaire

NX3 Automix

Réf.	Réf.
33643 – Clear	33645 – Jaune
33644 – Blanc	33646 – Décoloré
	33647 – Blanc opaque



175,00€TTC

2 achetées = 1 Seringue offerte
Réf. 33643 à 33647

NX3 Trial Kit

Contient :

- 1 Seringue de colle duale de 5 g teinte claire
- 10 embouts de mélange,
- 1 flacon de 5ml d'adhésif Optibond All-in-One

1 acheté = 1 Silane Primer Refill 5 ml
offert. Réf. 23448



155,00€TTC

Réf 33653

NX3 Intro Kit

Contient :

- 1 Seringue de colle duale de 5 g de chaque teinte (clear, blanc et jaune)
- 1 Seringue de colle photo de 1,8 g de chaque teinte
- 1 Seringue de gel d'essai de 3 g de chaque teinte
- 30 embouts de mélange,
- 1 flacon de 5ml de Silane Primer

1 acheté = 1 TempBond Clear offert.
Réf. 33351



285,00€TTC



Réf 33642



Produit		NX3		
Adhésion		25-35 MPa		
Protocole		OptiBond		
		All In One ¹	Solo Plus	FL
C&B, Inlays/Onlays	Métal/Céramo-métal	—	—	—
	Zircone/Procera	—	—	—
	Tout céramique ²	✓	✓	✓
	Composite Indirect ² Exp : Premise Indirect	✓	✓	✓
Indications	Facette ²	✓	✓	✓
	Bridges collés	—	✓	✓
	Tenons ²	✓	✓	—

✓ Recommandé

— Non recommandé

1/ Mordancer les bords d'émail avec un gel d'acide phosphorique à 37%

2/ Appliquer un silane primer pour les tenons en fibres de verre et les restaurations composite et tout céramique

Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

Maxcem Elite™ : Le Scellement au Quotidien

- Ne jaunit pas
- Retrait facile des excès
- Mode auto et photo
- Indiqué pour la Zircone et l'In-Ceram
- Adhésion élevée
- Embouts standards, larges, intra-oraux et intra-canaux

MaxCem Elite Value Kit

Contient 2 seringues de 5g clear, 1 seringue automix TempBond NE de 11.7g

1 acheté = 1 Maxcem Elite Refill Clear offert
Réf. 34058

125,00€TTC



Réf 34056

MaxCem Elite Refill

Contient 2 seringues

230,00€TTC

Réf.

- 34058 – Clear
- 34059 – Blanc
- 34060 – Blanc opaque
- 34061 – Jaune
- 34062 – Brun

2 recharges achetées =
1 offerte



MaxCem Elite Mini Kit

Réf. 34057

51,00€TTC

Prix Imbattable !!



MaxCem Elite Standard Kit

Contient 5 seringues de 5g (2 clear, 1 blanc, 1 blanc opaque et 1 jaune)

179,00€TTC



Injectez, c'est scellé !



Produit	Maxcem Elite™
Adhésion	15-25 MPa
Protocole	auto-adhésif Auto-mordant

C&B, Inlays/Onlays	Métal/Céramo-métal	✓
	Zircone/Oxyde d'Alumine	✓✓
	Tout céramique	✓ ¹
	Composite Indirect Exp :Premise Indirect	✓ ¹
Autres Indications	Facette	□
	Bridges collés	□
	Tenons	✓ ²

✓ Recommandé

□ Non recommandé

¹ Appliquer un silane primer sur l'intrados des restaurations prothétiques
² Appliquer un silane primer pour les tenons en fibres de verre

Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

promotionnelles



Cleanic

Pomme Verte
Réf. 3182 Sans Menthol
Bubble Gum
Réf. 3181
Menthe Poivrée
Réf. 3180

Pâte prophylactique universelle.



Pâte onctueuse
facile à appliquer

49,00€TTC

2 achetés = 1 offert

OptiView

2 écarteurs labiaux et jugaux
avec supports rembourrés stérilisables et sans latex.

Réf. 5500 standard - Réf. 5502 small



41,00€TTC

1 acheté = 1 offert



Aiguilles d'irrigation

Indiquées pour l'irrigation parodontale et endodontique.

Aiguille irrigation Intro Kit
Réf. 500



29,00€TTC

39,00€TTC

Réf.	Type d'aiguille / Réassort de 40
502	Aiguille irrigation n° 21 Ø 0,8mm vert
503	Aiguille irrigation n° 23 Ø 0,6 mm bleu
504	Aiguille irrigation n° 25 Ø 0,5 mm orange
505	Aiguille irrigation n° 30 Ø 0,3 mm jaune



Discovery Trays - Gouttières Jetables

Pour arcade complète à usage unique et pour application topique de fluor.
En polyéthylène

51,00€TTC

Réf.	Coffret de 30
14202	Enfant, bleu clair
14199	Petit, jaune
14200	Moyen, citron vert
14201	Grand, bleu

CaviCide

Produit tout en 1 • Sans phénol

Nettoyant, décontaminant et désinfectant, à large spectre, efficace sur la grippe A H1N1, staphylocoque doré... N'abîme pas les équipements. Biodégradable, non toxique et non inflammable.

8,20€TTC

200 ml (l'unité)
Réf. 4731221

13,00€TTC

700 ml (l'unité)
Réf. 4731222

48,00€TTC

5 l
Réf. 4731223



Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

OptiDisc

Le premier disque de finition et de polissage translucide en 9,6, 12,6 mm et 15,9 mm.





Coffret General Kit 240 disques
Réf. 4200



115,00€TTC

Mandrin classique

Mandrin OptiDisc

	Réf		Qté
	Taille Extra-coarse 80 µm	4197	9,6 mm 80
		4198	12,6 mm 80
		4199	15,9 mm 80
	Finition Coarse-medium 40 µm	4181	9,6 mm 100
		4184	12,6 mm 100
		4191	15,9 mm 100
	Polissoir Fine 20 µm	4182	9,6 mm 100
		4185	12,6 mm 100
		4192	15,9 mm 100
	Glaçage Extra fine 10 µm	4183	9,6 mm 100
		4186	12,6 mm 100
		4193	15,9 mm 100

42,00€TTC

La recharge de 80 ou 100 disques

1 coffret Général Kit acheté =
1 Kit à finir et à polir offert
Réf. 295

HiLusterPlus Assortiment (20 pointes à polir)

Nouveau concept pour le polissage des composites.

Réf. 2600



71,00€TTC

Contient : • 12 polissoirs (3 flammes, 3 mini-pointes, 3 cupules et 3 disques)
• 8 lustreurs (2 flammes, 2 mini-pointes, 2 cupules et 2 disques)

Plébiscité comme le meilleur système de polissage pour l'année 2009



Offert : 1 Identoflex Diamond Polishers
Réf. ID 5701/4

Composite Gun

Un pistolet applicateur multi-usage pour l'application sans bulle des matériaux d'obturation et des ciments



**Coffret assortiment
Réf. 1910**

55,00€TTC



Contient 1 composite gun, 2 embouts transparents, 2 embouts orange basse viscosité, avec pistons correspondants et coiffes de couleur

Réf.	Réassort de 100 embouts et pistons	Tarif € TTC
1913	Transparents	48
1914	Orange, basse viscosité	57
1915	Orange, haute viscosité	65
1916	Orange, avec aiguille	77
1917	Gris	51
1918	Noirs	51

Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

promotionnelles

Super Tray



Réf. 1620

215,00€TTC

Un moyen ergonomique et hygiénique pour ranger tous les petits accessoires de dentisterie restauratrice (plus de 60 produits différents)



Occlubrush Assorted Kit

Brossettes pour le polissage des composites, compomères, verres ionomères et céramiques.



Réf. 2520



Carbure de silicium

79,00€TTC

Nos Matrices : une solution à chaque cas !

Matrices Cervicales

Assortiment de matrices cervicales transparentes de forme anatomique idéales pour les restaurations de classe V.

Contient :

- 35 pièces de 35 tailles
- 1 adaptateur
- 1 écarteur de gencive

1 acheté = 1 Premise Flowable Opaque Universel offert
Réf. 33728



Réf. 850 S

74,00€TTC

Art. n°
851 S

Art. n°
856 S

Art. n°
857 S

Réf. 851 S
Réf. 856 S
Réf. 857 S


38,00€TTC

La recharge de 150 matrices

SuperCap Matrices acier

Assortiment de 50 matrices circulaires en acier ou en polymère transparent. Deux hauteurs de bande à conservation de forme pour les molaires et les prémolaires.

237,00€TTC



4 achetées = 1 clé Superlock offerte
Réf. 2160



	Réf.	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)
Matrices en métal	2161	0,030	5,0
	2162	0,030	6,3
	2181	0,038	5,0
	2182	0,038	6,3
Plastique transparent	2171	0,050	5,0
	2172	0,050	6,3

Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

Lunettes GOOGLES

Kit Intro Lunette goggles office

Paquet de 10
10 montures,
20 écrans transparents,
1 lanière cervicale

Réf. PEGOP/10



37,00€TTC

Verres marrons

Paquet de 25
Pour le traitement
de blanchiment
au fauteuil

Réf. PEGTDLR/25



1 kit intro acheté =
10 verres orange offerts
Réf. PEGBL/10

89,00€TTC



Verres oranges

Paquet de 10
Pour la protection
lors de la
photopolymérisation



Nos protections en plastique jetable permettent de réduire la phase de nettoyage et l'application de produits de décontamination nocifs pour les équipements.

Housses DEMI

Housse de protection pour lampe DEMI™ par 250.
Réf PEDEMI250



23,00€TTC

Ecrans protecteurs

Paquet de 400 unités
Réf PE4575

38,00€TTC

Gaines de protection

41,00€TTC
57,00€TTC


Pour embouts de 11 mm par 400
Réf PE4511
Pour embouts de 13 mm par 400
Réf PE4513



Cover All Single Pack

Réf PE 3700/C

1200 feuilles par rouleau.




99€TTC

3 achetés =
1 distributeur offert
Réf. PE1600

promotionnelles

Seal Tight Tips

Embouts à usage unique pour seringue air-eau.



Satisfait ou remboursé

1 sachet de 1500 embouts Seal Tight Ref. PE77500 acheté =
1 sachet de 200 + 1 adaptateur au choix offert **ou**
1 sachet de 200 embouts Seal Tight Ref. PE77200 acheté =
1 adaptateur au choix offert

328,00€TTC
ou
63,00€TTC

Adec



Réf. PE 77021/A

PressRing



Réf. PE 77025/P type Quick Connect Screw in
Réf. PE 77024/P

Kavo



Réf. PE 77026/K type 77030500 • type 77030510

Sirona



Réf. PE 77028/S type Srayvit 4000

Luzzani



Réf. PE 77027/L type MiniLight et MiniMate

NOUVEAU !

Kit d'Examen Stériles à usage unique

- Prêt à l'emploi. Réduit le temps de préparation du plateau d'examen.
- Fabriqué à base de composants biodégradables.
- Elimine les problèmes de contamination croisée.
- Pratique. Pour les actes routiniers, lors d'interventions chirurgicales lorsqu'on dispose de peu de temps, en cas de pénurie de personnel, de pannes de l'autoclave, de visites à domicile et pour des patients à risques élevés.
- Gain de temps. Réduit le temps utilisé à stériliser et à manipuler des instruments pointus.
- Economique. Augmente la productivité et réduit le temps et les coûts liés à la stérilisation.



Réf	Produit	Contenu (boîte de 50)	Tarif € TTC
PE8401	Kit d'examen Oral	1 miroir d'examen, 1 sonde à double extrémité (sonde d'examen type OMS 3.5/5.5/8.5/11.5mm), 1 précelle, 2 masques, 1 bavette, 1 serviette, 2 rouleaux de coton, 1 plateau biodégradable	194.00
PE8601	Kit d'examen Parodontal	1 miroir d'examen, 1 sonde à double extrémité (sonde d'examen type OMS 3.5/5.5/8.5/11.5mm)	130.00
PE8710	Miroir d'examen	Miroirs	48.00
PE8720	Sonde Parodontale OMS à double extrémités	Sonde d'examen parodontal type OMS 3.5/5.5/8.5/11.5mm	72.00
PE8740	Précelle	Précelles	52.00
PE8701	Miroir, Sonde Paro, Précelle	1 miroir d'examen, 1 sonde à double extrémité (sonde d'examen type OMS 3.5/5.5/8.5/11.5mm), 1 précelle	158.00

Offres valables jusqu'au 31 décembre 2010

Photos non contractuelles. Sauf erreurs typographiques • Retrouvez nos produits chez votre distributeur habituel

Nouveauté !
Vous allez vibrer pour lui !

COMPOTHIXO

Comment sculpter ses composites sans difficulté :

Compothixo est un instrument innovant à effet vibratoire, destiné au modelage et à la sculpture des composites.

Ergonomique et facile à utiliser, **Compothixo** offre de nombreux avantages grâce à une vibration de 100 Hertz induite par la pièce à main sur l'extrémité des instruments à sculpter.

- Adaptation aisée aux parois de la cavité
- Permet des applications en fines couches
- Permet de faire fluier le composite
- Adaptation cervicale améliorée
- 4 instruments de forme standard
- Retrait des excès rapide



238,00€TTC
Intro Kit
(pièce à main + 4 embouts)
Réf. 5400

74,00€TTC
Kit Assortiment d'embouts
Réf. 5402



Angulateurs

Coffret d'Essai - 6 Porte-Filmes compatibles avec toutes les marques et tailles de capteurs argentiques. Contient 1 Kwik-Bite, 1 Super-Bite Antérieur & Postérieur, 1 Paro-Bite, 1 Endo-Bite Antérieur & Postérieur, 6 dispositifs de centrage
Réf. 1720

69,00€TTC

Coffret d'Assortiment Porte-Filmes Endo-Bite. Contient 2 Endo-Bite Antérieurs & Postérieurs, 2 anneaux de centrage et 2 dispositifs de centrage
Réf. 1790

74,00€TTC

Coffret d'Essai Senso - 5 Angulateurs compatibles avec toutes les marques et tailles de capteurs numériques. Contient 1 Kwik-Bite, 1 Super-Bite Antérieur & Postérieur, 1 Endo-Bite Antérieur & Postérieur, 5 dispositifs de centrage
Réf. 2720

169,00€TTC

Coffret d'Assortiment Endo-Bite Senso. Contient 2 Endo-Bite Antérieurs & Postérieurs, 2 anneaux de centrage et 2 dispositifs de centrage
Réf. 2900

125,00€TTC

1 coffret acheté =
1 paquet de 500 étuis Senso Cover offert
Réf PE3735



SIMPLIFIEZ VOUS LES COMPOSITES

De 9h à 18h

Hervé TASSERY & Coll.

80 Crédits de formation continue

Ce stage, animé par le Professeur Hervé TASSERY, a pour objectif d'optimiser la mise en oeuvre des matériaux composites, en abordant des techniques simples qui permettent d'obtenir un maximum d'esthétique. Matériel et matériaux fournis.

Contenu du stage :

- Choix des composites
- Choix des fonds de cavités
- Choix des systèmes adhésifs
- Composites postérieurs : Montage par addition, photopolymérisation, point de contact
- Composites antérieurs : reconstitution d'un angle, choix des teintes, montage 3D au quotidien
- Les reconstitutions intra-coronaires et coronaires foulées
- Les techniques indirectes

TP limité à 15 Participants



II ME MANQUE UNE DENT: QUE FAIRE ?

De 9h à 18h

Claude LAUNOIS & Coll.

80 Crédits de formation continue

« Il me manque une dent ! Que faire ? Je n'ai pas les moyens de me faire placer un implant ! Ou dans mon cas l'Orthodontie n'est pas indiquée »

Des solutions avec la dentisterie adhésive comme alternative aux implants, existent : venez chercher et trouver les différentes propositions prothétiques. Venez élaborer un plan de traitement et réaliser les préparations prothétiques sur modèles de travail en intégrant les systèmes de finition ultrasoniques.

Vous pourrez apporter vos propres cas cliniques et élaborer avec l'équipe de Claude LAUNOIS un plan de traitement réalisable.



Bulletin d'inscription

T.P du Jeudi 14 OCTOBRE 2010

(réservé aux adhérents ADDA-RCA)

TRAVAUX PRATIQUES 14 OCTOBRE	Heure	Prix unitaire
<input type="checkbox"/> Simplifiez vous les composites	9h à 18h	230 €
<input type="checkbox"/> Il me manque une dent...que	9h à 18h	230 €

Vous ne serez inscrit qu'à un seul TP

Choisir votre TP par ordre de préférence

1: Choix prioritaire - 2: Choix second

Le nombre de participants étant limité, nous remplirons les TP dans l'ordre de réception de vos inscriptions en respectant dans la mesure du possible l'ordre de votre choix.

Nom _____

Adresse _____

Téléphone _____

Mail: _____

Mode de paiement

☐ Chèque de 230€ à l'ordre de ADDA-RCA

Date limite d'inscription Mardi 12 Octobre 2010

Pour les « Non adhérents ADDA-RCA » ajouter 50€ d'adhésion

Coût de la journée de TP 230€ repas compris

Nombre de places limitées

CENTRE DE CONFERENCES
de TAISSY 51500
De 9h à 18h

ADDA REIMS-CHAMPAGNE-ARDENNE-PICARDIE
Secrétariat : Gérard LOUFRANI
4 rue DUMONT D'URVILLE
51100 REIMS

Téléphone : 06.80.16.97.96
Télécopie : 03.26.50.23.34
Messagerie : adda.rca@orange.fr

Contact : Gérard Loufrani 03.26.06.21.78

Notre équipe technique

K Secteur Ile-de-France et Nord

Franck Germain - 06 03 31 03 42

02 27 59 60 62 75 76 77 78 80 91 92 93 94 95

K Secteur Ouest & Antilles

Arnaud Labat-Labourdette - 06 24 96 68 82

14 18 22 28 29 35 36 37 41 44 45 49


50 53 56 61 72 79 85 86

K Secteur Sud-Ouest

Laurent Cara - 06 03 31 03 44

09 15 16 17 19 23 24 31 32

33 40 46 47 64 65 81 82 87



K Secteur Nord-Est

Mireille Helmlinger-Jaeger - 06 16 99 45 80

08 10 25 39 51 52 54 55 57

67 68 70 88 89 90

K Secteur Rhône-Alpes

Christophe Delahousse - 06 03 31 03 43

01 03 05 07 21 26 38 42 43 58 59

63 69 71 73 74

K Secteur Sud-Est et Corse

Bernard Penhoët - 06 09 92 03 41

04 06 11 12 13 30 34 48 66 83 84 2B 2A

Vertise™ Flow

STAND
ADF
1N20

Le Composite qui colle tout seul !



Gagnez du temps en éliminant l'étape de l'application d'un adhésif amélo-dentinaire.

- Auto-adhésif
- Adhésion élevée à la dentine et à l'émail.
- Viscosité thixotropique Optimale.
- Résistance mécanique.
- Haute radio opacité.
- Stabilité chromatique.

165 € TTC
le coffret

+ 1 Test Me Kit gratuit
offre satisfait ou remboursé
(voir modalités p.14)

Your practice is *our* inspiration.™

Kerr